

Anti-Brk1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wuw1

Artikelnummer: CM0020634



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes BRK1 (Protein BRICK1, HSPC300). Validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der WAVE-Komplex-vermittelten Aktinregulierung und endozytotischen Transportwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MDS027; hHBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55845
Gen-ID	55845
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-75 von menschlichem BRK1 (NP_060932.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WUW1
Proteinmasse	9 kDa
Versand	Eisbeutel