


## Anti-Brms1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcu9

Artikelnummer: CM0003271



### Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches BRMS1 gerichtet ist, für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Apoptose, Metastasensuppression und NF-kB-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BRMS1 Rabbit mAb                                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | BRMS1; Brustkrebs-Metastasen-Suppressor 1                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 25855                                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 25855                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem BRMS1 (Q9HCU9) entspricht) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                           |
| SWISS             | Q9HCU9                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 28kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                     |