


Anti-Brms1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcu9

Artikelnummer: CM0015294



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen menschliches BRMS1, einen Metastasensuppressor. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Forschung zu Mammakarzinomen und Anoikis. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BRMS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRMS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-210 von menschlichem BRMS1 (NP_056214.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCU9
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel