


Anti-Brpf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55201

Artikelnummer: CM0022355



Einführung

BRPF1 Kaninchen polyklonaler Antikörper (Peregrin) validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRPF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BR140; IDDDFP; BRPF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7862
Gen-ID	7862
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem BRPF1 enthält (NP_001003694)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55201
Protein-Gewicht	137 kDa
Versand	Eistasche