

Anti-Brrf2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P03210

Artikelnummer: CM0007673

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen das Tegumentprotein BRRF2 des Epstein-Barr-Virus gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung der viralen Immunabwehr und Wirt-Pathogen-Wechselwirkungen. Verwendet rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRRF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Tegumentprotein BRRF2; BRRF2
Spezies	Epstein-Barr-Virus (Stamm B95-8) (HHV-4)
Gen-ID	3783729
Immunogen	Rekombinantes Protein des Epstein-Barr-Virus (Stamm B95-8) (HHV-4) BRRF2.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Epstein-Barr-Virus
SWISS	P03210
Proteingewicht	56KDa
Versand	Eisbeutel