

Anti-Brrf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P03210

Artikelnummer: CM0024054

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das Tegumentprotein BRRF2 des Epstein-Barr-Virus, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch. Ideal für die Untersuchung der viralen Immun evasion und der Hemmung der cGAS-DNA-Phasentrennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRRF2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Tegumentprotein BRRF2; BRRF2
Spezies	Epstein-Barr-Virus (Stamm B95-8) (HHV-4)
GenID	3783729
Immunogen	Rekombinantes Protein von Epstein-Barr-Virus (Stamm B95-8) (HHV-4) BRRF2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P03210
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel