

Anti-Brsk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdc3

Artikelnummer: CM0024692

Einführung

Anti-BRSK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der neuronalen Polarisation, der Zentrosomverduplizierung und der DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRSK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAD-B; hSAD1; BRSK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84446
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 310-510 von menschlichem BRSK1 (NP_115806.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TDC3
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel