


Anti-Brwd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nsi6

Artikelnummer: CM0013203



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BRWD1 (WDR9, DCAF19), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanen und murinen Proteinen. Ideal für die Erforschung von Chromatin-Remodelling, transkriptioneller Aktivierung und Zilienbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRWD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	N143; WDR9; WRD9; DCAF19; C21orf107; BRWD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	54014
GeneID	54014
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 des humanen BRWD1 (NP_001007247.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NSI6
Proteingewicht	263kDa
Versand	Eistasche