

Anti-Bsn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upa5

Artikelnummer: CM0022858

Einführung

Hochwertiger BSN-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes Bassoon in menschlichem und Maus-Hirngewebe. Unverzichtbar für die synaptische Biologie und die Erforschung neurologischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BSN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF231; BSN
Spezies	Mensch
Gen-ID	8927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 830-950 von menschlichem BSN (NP_003449.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UPA5
Proteingewicht	416kDa
Versand	Eisbeutel