

Anti-Bsnd Kaninpolioklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wz55

Artikelnummer: CM0024862

Einführung

Kaninpolioklonaler Antikörper, der gegen BSND (Barttin), einen Chloridkanal-Regulator, gerichtet ist, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Nieren- und Hörforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BSND Kanin pAb
Bemerkungen/Alias	BART; DFNB73; BSND
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7809
Gen-ID	7809
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 54-320 von menschlichem BSND (NP_476517.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polioklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WZ55
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel