

Anti-Bst2 (Cd317/Tetherin) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Artikelnummer: CM0017709



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BST2 (CD317/Tetherin), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines BST2. Ideal für Studien zur antiviralen Restriktion, Immunsignalgebung und multiplem Myelom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BST2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Spezies	Human
GeneID (Human)	684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 49-161 von humanem BST2 (NP_004326.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q10589
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel