

Anti-Bst2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Artikelnummer: CM0007383



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-BST2 Kaninchen monoklonalen Antikörper (Q10589), der gegen menschliches Tetherin/CD317 gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von viraler Restriktion und Multiplem Myelom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BST2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	684
Gen-ID	684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 49-160 von menschlichem BST2 (NP_004326.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10589
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel