

Anti-Bsu1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Lr78

Artikelnummer: CM0023021

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Arabidopsis thaliana BSU1, einen positiven Regulator der Brassinosteroid-Signalübertragung. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für die Erforschung von Pflanzenhormonsignalen und Wachstumsentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BSU1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRI1 SUPPRESSOR 1; F21B7.7; BSU1
Spezies	Arabidopsis thaliana
Gen-ID	838804
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 694-793 von Arabidopsis thaliana BSU1 (NP_171844.6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9LR78
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche