

Anti-Btaf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - O14981

Artikelnummer: CM0028153

Einführung

BTAf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (O14981) validiert für WB, IP, ELISA, ChIP. Reagiert mit Human und Ratte. Rekombinantes Immunogen, 207kDa. Ideal für Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTAf1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MOT1; TAF172; TAFIII170; TAF(II)170; BTAf1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9044
Gen-ID	9044
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O14981
Proteingewicht	207kDa
Versand	Eisbeutel