

Anti-Btbd11-Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Gqw0

Artikelnummer: CM0022344

Einführung

Polyclonaler Kaninchenantikörper gegen Btbd11, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Btbd11 ist ein synaptisches Protein, das spezifisch in inhibitorischen Interneuronen vorkommt. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Btbd11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Btbd11; 6330404E16Rik
Art	Maus
Gen-ID	74007 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 des Maus-Btbd11 (NP_082985.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6GQW0
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Kühlakku