

Anti-Btbd7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P203

Artikelnummer: CM0023828

Einführung

Anti-BTBD7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, zum Nachweis von BTBD7 in Human-, Maus- und Rattenproben. Ein wichtiges Werkzeug für die Erforschung der epithelialen Dynamik und Organverzweigung in der IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTBD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FUP1; BTBD7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	55727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 5-75 des humanen BTBD7 (NP_060637.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P203
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel