

Anti-Btc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35070

Artikelnummer: CM0023013



Einführung

Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches BTC (Probetacellulin) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Wachstumsfaktorsignalgebung in der Krebs- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BTC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	685
GenID	685
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35070
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel