


Anti-Btf3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20290

Artikelnummer: CM0023545



Einführung

BTF3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. BTF3 (NAC-beta) fungiert als Untereinheit des naszierenden Polypeptid-assoziierten Komplexes und als Transkriptionsfaktor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	689
GenID	689
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem BTF3 (NP_001198.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20290
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel