

Anti-Btg1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62324

Artikelnummer: CM0025223

Einführung

BTG1 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem BTG1, einem antiproliferativen Protein, das bei Krebs eine Rolle spielt. Geeignet für die Erforschung der Zellzyklusregulation und chromosomaler Umlagerungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APRO2; BTG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	694
Gen-ID	694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-171 von humanem BTG1 (NP_001722.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P62324
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel