

Anti-Btg3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14201

Artikelnummer: CM0025521

Einführung

Anti-BTG3 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, targetiert menschliches BTG3 (Q14201), ein Zellzyklus-Regulator, der reichlich im Neuroepithel und reproduktiven Geweben vorkommt. Ideal für Krebs- und Entwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTG3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10950
Gen-ID	10950
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-250 von menschlichem BTG3 (NP_006797.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14201
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel