


## Anti-Btk-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06187

Artikelnummer: CM0018107



### Einführung

BTK-Kaninchen-polyklonaler Antikörper geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten BTK, eine kritische Kinase in der B-Zell-Entwicklung und -Signalübertragung. Produkt referenziert auf UniProt Q06187.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | BTK Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| GeneID            | 695                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-240 von humanem BTK (NP_000052.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | Q06187                                                                                                                   |
| Protein-Gewicht   | 76kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                |