


Anti-Btk Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q06187

Artikelnummer: CM0002078



Einführung

BTK Rabbit Monoclonal Antibody, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für die Untersuchung der B-Zell-Rezeptor-Signalgebung und Immundefektforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTK Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Spezies	Human
GenID (Human)	695
GenID	695
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 560-659 von humanem BTK (Q06187) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q06187
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel