

Anti-Btla (Cd272) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z6A9

Artikelnummer: CM0017589



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen B- und T-Lymphozyten-Attenuator (BTLA, CD272) für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches und murines BTLA. Geeignet für Studien zu Immun-Checkpoints und Lymphozytensignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTLA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BTLA1; CD272; BTLA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	151888
Gen-ID	151888
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-241 von menschlichem BTLA (NP_001078826.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z6A9
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel