

Anti-Btn2A1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Kyr7

Artikelnummer: CM0007340



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane Butyrophilin-Unterfamilienmitglied 2A1 (BTN2A1). Geeignet für Western Blot und ELISA; erkennt natives und rekombinantes humanes BTN2A1. Ideal für immunologische Untersuchungen und Studien zu Membranproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTN2A1-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen BTN2A1 entspricht (NP_008980.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7KYR7
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku