

Anti-Btn2A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Kyr7

Artikelnummer: CM0016404



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Butyrophilin-Subfamilie 2 Mitglied A1 (BTN2A1) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zu Zelloberflächenrezeptoren und Gewebeexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Bemerkungen/Alias	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	11120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-240 von humanem BTN2A1 (NP_510961.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7KYR7
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel