

Monoklonaler Anti-Btn3A1/2/3-Antikörper Für Fc - O00481 / P78410 / O00478

Artikelnummer: CM0010074



Einführung

Kaninchen-anti-Mensch BTN3A1/2/3 mAk für Durchflusszytometrie. Zielgerichtet gegen Butyrophilin-Subfamilie 3-Mitglieder, die an T-Zellaktivierung und Immunantwort beteiligt sind. Validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch BTN3A1/2/3 mAk
Bemerkungen/Alias	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	11119/11118/10384
GenID	11119/11118/10384
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 470-630 von menschlichem BTN3A1 (NP_008979.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00481/P78410/O00478
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel