

Anti-Btn3A3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000478

Artikelnummer: CM0018063



Einführung

BTN3A3-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-BTN3A3, einen Regulator der adaptiven Immunantwort von T-Zellen. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTN3A3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BTF3; BTN3.3; BTN3A3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10384
GeneID	10384
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 510-584 des humanen BTN3A3 (NP_008925.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00478
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku