

Anti-Btnl2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uir0

Artikelnummer: CM0025673

Einführung

BTNL2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper (pAb), validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Erkennt BTNL2 von Mensch, Maus und Ratte, einen negativen Regulator der T-Zellproliferation. Geeignet für Forschung in Immunologie und Immunonkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	BTNL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
Art	Mensch
GeneID	56244
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das Aminosäuren 246-455 des menschlichen BTNL2 (NP_062548.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIR0
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel