

Anti-Bub1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60566

Artikelnummer: CM0023837



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BUB1B (BUBR1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des mitotischen Checkpoints und des Spindel-Assemblierungs-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BUB1B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B
Spezies	Human
GeneID	701
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1-260 von humanem BUB1B entspricht (NP_001202.4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60566
Protein-Gewicht	120kDa
Versand	Kühltasche