

Anti-Bub3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43684

Artikelnummer: CM0011120

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes BUB3 (O43684). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Mitose-Checkpoint- und Kinetochor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BUB3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BUB3L; hBUB3; BUB3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9184
Gen-ID	9184
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen BUB3 (O43684) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43684
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel