

Anti-Bub3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43684

Artikelnummer: CM0027139

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das humane BUB3 (37 kDa) mitotische Kontrollprotein gerichtet ist. Validiert in WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung zum Spindel-Assembly-Checkpoint und zur Chromosomensegregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BUB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BUB3L; hBUB3; BUB3
Spezies	Mensch
GenID	9184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-328 von humanem BUB3 (NP_004716.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43684
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel