


Anti-Butyrylcholinesterase Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P06276

Artikelnummer: CM0011178



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper zielt auf die menschliche Butyrylcholinesterase (P06276). Validiert für WB und ELISA eignet er sich für die Erforschung des Neurotransmitterabbaus und der Organophosphat-Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Butyrylcholinesterase Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butyrylcholinesterase
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	590
GeneID	590
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-602 der menschlichen Butyrylcholinesterase (P06276) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06276
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel