


Anti-Butyrylcholinesterase Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06276

Artikelnummer: CM0018494



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliche Butyrylcholinesterase (BCHE) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unterstützt die Neurobiologie und Toxikologie sowie die Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Butyrylcholinesterase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butyrylcholinesterase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	590
Gen-ID	590
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06276
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel