

Anti-Bves (Popdc1) Poliklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ne79

Artikelnummer: CM0015504

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes BVES (POPDC1), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zu Tight Junctions, Herzfunktion und Muskelregeneration. Kreuzreaktivität: Mensch. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BVES Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	POP1; HBVES; CARICK; LGMD2X; POPDC1; LGMDR25; BVES
Spezies	Mensch
Gen-ID	11149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 241-360 des menschlichen BVES (NP_001186492.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NE79
Proteinmolekulargewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel