


Anti-Bysl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13895

Artikelnummer: CM0016842



Einführung

Validierter BYSL-Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt Bystin, ein 50 kDa Protein, das an der rRNA-Verarbeitung und Ribosomenbiogenese beteiligt ist. Ideal für Plazenta- und Adhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BYSL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Enp1; BYSTIN; BYSL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-280 von humanem BYSL (NP_004044.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13895
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche