

Anti-Bzip46 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q69Tw5

Artikelnummer: CM0023957

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den Reis-bZIP46-Transkriptionsfaktor, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung der Abscisinsäure-Signalgebung und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	bZIP46 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P0701E03.2; bZIP46
Spezies	Oryza sativa
GeneID	4340462
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-200 von Oryza sativa bZIP46 enthält. (Q69TW5)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q69TW5
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche