


Anti-C-Abl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00519

Artikelnummer: CM0017688



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes c-Abl (ABL1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zellwachstum, Überleben und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Abl Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25
GenID	25
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1000-1130 von humanem c-Abl (NP_005148.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00519
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel