


Anti-C-Fos Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01100

Artikelnummer: CM0007000



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler c-Fos-Antikörper validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-c-Fos. Geeignet für die Untersuchung der AP-1-Transkriptionsfaktor-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Fos Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2353
Gen-ID	2353
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 211-281 von humanem c-Fos (NP_005243.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01100
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel