


Anti-C-Fos Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P01100

Artikelnummer: CM0016528



Einführung

c-Fos Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Humanproben. Zielt auf die AP-1-Transkriptionsfaktor-Untereinheit c-Fos (41 kDa), einen Schlüsselregulator der Zellproliferation und -differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Fos Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2353
Gen-ID	2353
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-114 von humanem c-Fos (NP_005243.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01100
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel