


Anti-C-Jun Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0018168



Einführung

Der c-Jun Kaninchen-Polyklonale Antikörper (pAb) ist für Western Blot (WB) und ELISA validiert. Er erkennt den c-Jun-Transkriptionsfaktor in Proben von Mensch, Maus und Ratte und eignet sich damit für die Forschung am AP-1-Signalweg und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Jun Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3725
GenID	3725
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-70 von menschlichem c-Jun (NP_002219.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05412
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel