


## Anti-C-Jun-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0018659



### Einführung

Polyklonaler c-Jun-Kaninchenantikörper (pAb), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines c-Jun (36 kDa), einen Transkriptionsfaktor, der an der AP-1-Signalübertragung und der Onkogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | c-Jun-Kaninchen-pAb                                                                                           |
| Anmerkungen/Alias | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun                                                                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 3725                                                                                                          |
| Gen-ID            | 3725                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 90-230 von c-Jun entspricht (NP_002219.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                  |
| SWISS             | P05412                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                        |
| Versand           | Ice-Pack                                                                                                      |