

Anti-C-Maf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075444

Artikelnummer: CM0016767

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen c-Maf (MAF) für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten c-Maf. Transkriptionsfaktor, der an der Linsenentwicklung, der Th2-Zellregulation und der Onkogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Maf Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Spezies	Human
GeneID	4094 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 314-403 von humanem c-Maf (NP_005351.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75444
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel