


Anti-C-Myc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01106

Artikelnummer: CM0022937



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes c-Myc (MYC, bHLHe39), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines c-Myc-Protein (~51 kDa). Nützlich in der Krebs-, Stammzellen- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Myc Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Spezies	Human
GeneID	4609
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 347-439 von humanem c-Myc entspricht (NP_001341799.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P01106
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel