


Anti-C-Myc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01106

Artikelnummer: CM0016390



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den c-Myc-Transkriptionsfaktor, verifiziert für WB und ELISA in Mensch und Maus. Geeignet für Onkogen-Signalgebung, Transkriptionsregulation und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Myc Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4609
GeneID	4609
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 347-439 von humanem c-Myc (NP_001341799.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01106
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel