

Anti-C-Peptid Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Artikelnummer: CM0005156



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen C-Peptid, validiert für IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Diabetesforschung und die Untersuchung der Beta-Zellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C-Peptid Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; C-Peptid
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3630
Gen-ID	3630
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem INS (NP_000198.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01308
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel