


Anti-C-Reaktives Protein (Crp) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02741

Artikelnummer: CM0014357



Einführung

Kaninchen-anti-humanes C-reaktives Protein (CRP) polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Maus-Kreuzreaktivität. Ideal für die Erforschung von Akute-Phase-Proteinen und der Wirtsabwehr sowie für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	C-Reaktives Protein (CRP) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTX1; C-Reaktives Protein (CRP)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1401
Gen-ID	1401
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 des humanen C-reaktiven Proteins (CRP) (NP_000558.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P02741
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel