


Polyklonaler Anti-C-Reaktives Protein (Crp)-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02741

Artikelnummer: CM0014943



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen C-reaktives Protein (CRP) für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunozytochemie (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Akutphase und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C-reaktives Protein (CRP) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTX1; C-reaktives Protein (CRP)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1401
GenID	1401
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen C-reaktiven Proteins (CRP) (NP_000558.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02741
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel