


Anti-C10Orf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Rr1

Artikelnummer: CM0028968



Einführung

Hochwertiger Anti-C10orf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte Twinkle mtDNA-Helikase; nützlich für Studien zur Replikation und Reparatur der mitochondrialen DNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C10orf2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLT55; C10orf2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56652
Gen-ID	56652
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 135-335 von menschlichem C10orf2 (NP_068602.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96RR1
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel