


Anti-C10Orf2/Twinkle Mtdna-Helikase Polyklonamer Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rr1

Artikelnummer: CM0015766



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes C10orf2 (Twinkle mtDNA-Helikase) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung zur Replikation und Reparatur der mitochondrialen DNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C10orf2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLT55; C10orf2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56652
Gen-ID	56652
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 585-684 von humanem C10orf2 (NP_068602.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96RR1
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel