

Anti-C10Orf32 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96B45

Artikelnummer: CM0029322

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes C10orf32 (BORCS7), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Zielt auf ein lysosomenassoziiertes Protein ab, das am intrazellulären Transport und der Lysosomenpositionierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C10orf32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C10orf32
Spezies	Mensch
GenID	119032
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-105 von humanem C10orf32 (NP_653192.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96B45
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eisbeutel